

## P9 / P10 (SonoScape)



Farbdoppler-Ultraschall-System

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [SonoScape](#)

Beschreibung

### Praktische Lösung für zuverlässige Diagnosen

Das P9 / P10 ist ein neues Farbdoppler-Ultraschall-System von SonoScape und der Einstieg in die erstklassige P-Serie von SonoScape.

Sein schmales, ergonomisches Design ermöglicht flexibles Arbeiten auf kleinstem Raum.

Fortschrittliche Bildgebung und vielfältige klinischer Anwendungen ermöglichen es Ihnen, den diagnostischen Anforderungen gerecht zu werden.

*Im Gegensatz zur P9 ist die P10 höhenverstellbar.*

### technische Details:

- Flachbildmonitor 21,5" LED
- mit 3D-Gelenkarm
- Multifrequenz-Sonden mit C-field Beam Former
- übersichtliches Bedienfeld mit zusätzlichem 13,3" Touchscreen zur optimalen Bedienung und Einschubtastatur
- hoch moderne Systemarchitektur
- kleiner Standfuß, Ablage für Zubehör und Fußraste sind Standard
- hohe Mobilität
- höhenverstellbar (nur P10!)
- benutzerfreundliche Menüführung
- umfangreiche Messsoftware für alle Fachbereiche
- Bildfunktionen: THI, SCI, ?-scan, Trapezoid Imaging, Auto-IMT B-Mode, M-Mode, Color-Mode, PW-Mode, Triplex, CW-Mode, 4 D Bilddarstellung

- DICOM und Digitale Patientendatenbank
- Akku

//