

CTS-800 (SIUI)



Das CTS-800 ist hervorragend für die Fertilitätsuntersuchungen bei Pferden und Rindern geeignet.

Großtier-Ultraschallgerät - spez. Untersuchung von Schwein, Schaf, Rind und Pferd

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [SIUI](#)

Beschreibung

[▶ Bitte beachten Sie die Videos am Ende der Seite](#)

Das CTS-800 ist hervorragend für die Fertilitätsuntersuchungen bei Pferden und Rindern geeignet.

- Speziell zur Untersuchung von Schweinen, Schafen, Rindern und Pferden
- Durch Akkubetrieb - ideal für den mobilen Einsatz
- 7" LCD-Bildschirm (Auflösung: 800 x 480)
- Gerät ist staubgeschützt und wasserdicht
- Gravity-Sensor: Bildschirm dreht sich automatisch horizontal/vertikal
- Arbeitsmodi: B, 2B, M, B/M, Zoom B
- Integrierte Messungs- und Berechnungssoftware
- Zuschaltbares Raster für Messungen
- Mobil einsetzbar durch integrierten LI-Ion-Akku
- Mit passendem Gurt, zur Befestigung des Gerätes vor dem Bauch
- Rutschesicheres Äußeres für guten Halt in der Hand

Technische Daten:

- Ultraschallgerät mit einem Sondenanschluss
- Sonde C5FC Micro-Konvex inklusive
- Akku-Laufzeit: ca. 2,5 - 3 Arbeitsstunden
- Akku-Ladezeit: 5 Stunden
- Anschlüsse: Video-, USB-, RJ-45-Anschluss

- Speicher für bis zu 300 Bilder
- Abmessungen: 22,5 cm (H) x 12,8 cm (B) x 4,5 cm (T)

Datenschutzhinweis

Eingebettete Youtube-Videos verfügen über einen erweiterten Datenschutz.
Informationen über Sie werden erst an Youtube übertragen, wenn Sie das Video betrachten.

//