


## SE301(EDAN)



EDAN SE-301 EKG - ein kompaktes 3-Kanal-Ruhe-EKG mit Touchscreen



Der EDAN SE-301 EKG ist ein kompaktes 3-Kanal-Ruhe-EKG mit Touchscreen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [EDAN Instruments, Inc.](#)

### Beschreibung

Das Edan SE-301 ist ein 3-Kanal EKG der neuesten Generation.

Es vereint fortschrittliche Technologie und innovatives Design in einem extrem kompakten Gehäuse.

Aufgrund seiner optimierten Oberfläche und einem Gewicht von weniger als 1 Kg passt es in jede Handfläche.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8,5 Stunden ist es für mobile Anwendungen prädestiniert.

Die Ein-Tasten-Bedienung ermöglicht die Erfassung, Analyse und Drucken der Daten. Der 5" Touchscreen sorgt für einfachste Bedienung.

//