

P9 / P10 (SonoScape)



Sonoscape P10



Farbdoppler-Ultraschall-System

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [SonoScape](#)

Beschreibung

Praktische Lösung für zuverlässige Diagnosen

Das P9 / P10 ist ein neues Farbdoppler-Ultraschall-System von SonoScape und der Einstieg in die erstklassige P-Serie von SonoScape.

Sein schmales, ergonomisches Design ermöglicht flexibles Arbeiten auf kleinstem Raum.

Fortschrittliche Bildgebung und vielfältige klinischer Anwendungen ermöglichen es Ihnen, den diagnostischen Anforderungen gerecht zu werden.

Im Gegensatz zur P9 ist die P10 höhenverstellbar.

technische Details:

- Flachbildmonitor 21,5" LED
- mit 3D-Gelenkarm
- Multifrequenz-Sonden mit C-field Beam Former
- übersichtliches Bedienfeld mit zusätzlichem 13,3" Touchscreen zur optimalen Bedienung und Einschubtastatur
- hoch moderne Systemarchitektur
- kleiner Standfuß, Ablage für Zubehör und Fußraste sind Standard
- hohe Mobilität
- höhenverstellbar (nur P10!)
- benutzerfreundliche Menüführung
- umfangreiche Messsoftware für alle Fachbereiche
- Bildfunktionen: THI, SCI, ?-scan, Trapezoid Imaging, Auto-IMT B-Mode, M-Mode, Color-Mode, PW-Mode, Triplex, CW-Mode, 4 D Bilddarstellung

- DICOM und Digitale Patientendatenbank
- Akku

//