

Pneumotrac (Vitalograph)



Pneumotrac von Vitalograph

Das Vitalograph® Pneumotrac™ mit Spirotrac® 6 Software ist ein flexibel einsetzbares PC-Spirometer für die zuverlässige Atemwegsdiagnostik bei Erwachsenen und Kindern.

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Vitalograph](#)

Beschreibung

▶ [Bitte beachten Sie die Videos am Ende der Seite](#)

- V-Core Messtechnologie – **Goldstandard der Spirometrie**
- **Einfache Anbindung an die Praxissoftware** via GDT und HL7
- Spirotrac 6 Software
- Premiumqualität **mit 5 Jahren Garantie** nach Registrierung
- Animationen für Kinder und Interpretation der Messungen
- Optimale Hygiene und **geringe Testkosten pro Patient** durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Erleichterte Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll) durch Spirotrac 6 Software
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß **ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard**
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive

Das Vitalograph® Pneumotrac™ mit Spirotrac® 6 Software ist ein flexibel einsetzbares PC-Spirometer für die zuverlässige Atemwegsdiagnostik bei Erwachsenen und Kindern. Die hochwertige **V-Core Messtechnologie** gilt als Goldstandard der Spirometrie. Sie liefert absolut präzise Messergebnisse und zeichnet sich durch Komfort und Langlebigkeit aus. Mit V-Core können Sie sich bei der Spirometrie ganz auf Ihre Patienten konzentrieren.

Graphische Animationen und Feedbacks zur Testqualität erleichtern Ihnen die Testdurchführung. **GLI-Sollwerte, Z-Score, LLN und %Soll**

Spirometer: Pneumotrac (Vitalograph)

schaffen die Basis für eine zuverlässige Befundung nach internationalen Maßstäben.

Zum Lieferumfang des Vitalograph Pneumotrac gehören:

Vitalograph Spirotrac 6 Software
Tragetasche
USB-Kabel

//